



200

Lancety potažené silikonem
Lancety powlekanie silikonem

PRO OTEVŘENÍ STÁHNĚTE DOLŮ. • POCIAGNAĆ W DÓŁ, ABY OTWORZYĆ.



CS Používejte s řadou odběrových zařízení Microlet®,
PL Do stosowania z nakłuwaczami z grupy Microlet®.



Navod / Instrukcja:
Dalsi informace o bezpečnosti a funkční způsobilosti najdete v návodu dodaném společně s odběrovým zařízením pro testování ze spídky prstu. • Należy zapoznać się z instrukcją wykonania badania krwi pobranej z opuszczonej ręki z nakłuwaczem oraz z dodatkowymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i skuteczności.

Určené použití: Lanceta Microlet® je jednorázové sterilní zařízení určené k odběru vzorku kapilární krve dospělých nebo dítěte pro sledování glykémie. Lanceta není určena k použití u novorozenců. • **Przeznaczenie:** Lancet Microlet® to jednorazowy wyrób sterylny przeznaczony do pobierania próbki krwi włosniczkowej od osób dorosłych lub dzieci na potrzeby monitorowania stężenia glukozy. Lancet nie jest przeznaczony do stosowania u noworodków.
UPOZORNĚNÍ: Uchovávejte mimo dosah dětí. Toto balení obsahuje malé části, které mohou v případě náhodného spolknutí způsobit udusení. • **OSTRZEŻENIE:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Opakowanie zawiera małe elementy, które mogą być przypadkowo połkniete i spowodować uduszenie.

Dovozce a distributor:
PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
Novodvorská 1800/136
142 00 Praha 4
Česká republika
Zelená linka: +420 800 111 077
info@promedica-praha.cz
Importer i dystrybutor:
Ascensia Diabetes Care Poland Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 92
00-807 Warszawa
POLSKA
Tel: +48 22 372 72 20
Bezpłatna infolinia dla pacjentów: 800 999 090
Od poniedziałku do piątku
W godz. od 9.00 do 17.00.
infolinia@diabetes.ascensia.pl

www.diabetes.ascensia.com
Wyrobno v Polsku. • Wyprodukowane w Polsce.

Microlet
Barevné lancety • Kolorowe lancety

Jednoduché a pohodlné testování
Proste, bezproblémové badanie

Microlet
Barevné lancety • Kolorowe lancety

REF 56880708
STERILE R

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merz-Strasse 10
4052 Basel, Switzerland
Ascensia Diabetes Care Italy S.r.l.
Via Marconi, 102
20156 Milano, Italy

ASCENSIA
Diabetes Care

0°C - 40°C
CE 2797

90011296 6551R Rev. 04/23
© 2023 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Všechna práva vyhrazena. • Wszystkie prawa zastrzeżone.

Ascensia, logo Ascensia Diabetes Care a Microlet jsou ochranné známky a/nebo registrované ochranné známky společnosti Ascensia Diabetes Care Holdings AG. • Ascensia, logo Ascensia Diabetes Care i Microlet są znakami towarowymi i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

